

**Tip-Box, PP, con Tip-Tray, vuota****BRAND****Tip-Box, PP, con Tip-Tray, vuota**

In PP. Con coperchio incernierato/a pressione. Due diverse misure. Impilabili ed autoclavabili ripetutamente a 121 °C (2 bar), conformi DIN EN 285. Questa scatola può essere riempita con TipRack (non sterile) e TipStack (sterile).



Code	Description	Packaging
LLG09409783	Scatola Tip-Box, PP, con Tip-Tray, vuota, Capacità fino a 50 µl	1 pz
LLG09409784	Scatola Tip-Box, PP, con Tip-Tray, vuota, Capacità fino a 200 µl	1 pz
LLG09409785	TipBox, vuota, Capacità fino a 300 µl	1 pz
LLG09409786	Scatola Tip-Box, PP, con Tip-Tray, vuota, Capacità fino a 1000 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

