

**Soluzioni tampone pH****LLG Labware**

Soluzioni tampone pH. Testate e certificate a 20°C. Fornite con etichette che mostrano il valore del pH a diverse temperature. Tolleranza  $\pm 0.02$  pH. In contenitori HDPE. Tracciabili NIST (SRM). Il dato di dipendenza dalla temperatura è stampato sull'etichetta, così come il numero di lotto e la data di scadenza. I tamponi hanno durata 24 mesi dalla data di produzione.



| Code        | Description                                                       | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04664603 | Tampone citrato pH 4,00 a 20 °C, Capacità 1000 ml                 | 1L        |
| LLG06324542 | Soluzioni tampone pH, Valore pH a 20 °C: 10.00 ± 0.01, Borax-free | 1 pz      |
| LLG06324547 | Soluzioni tampone pH, Valore pH a 20 °C: 9,00 ± 0.01, Borax-free  | 1 pz      |
| LLG09041368 | Soluzioni tampone pH, pH 7,00 a 20 °C, 1000 ml, tampone fosfato   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

