



## Soluzioni elettrolitiche, KCl

LLG Labware

Soluzioni elettrolitiche, KCl. Elettrolita potassio cloruro per elettrodi pH.  
Soluzione di riempimento per elettrodi di riferimento.



Code	Description	Packaging
LLG09041370	LLG-Potassium chloride solution 3 mol/l	1 pz
LLG09041371	Soluzioni elettrolitiche elettrodi riferimento KCl 3 mol/L 250 ml	1 pz
LLG09041372	Soluzioni elettrolitiche elettrodi riferimento KCl 3 mol/L(AgCl sat.)250 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

