

**Ancorette magnetiche per agitazione, PTFE, cilindriche****BRAND****Ancorette magnetiche per agitazione, PTFE, cilindriche**

Rivestite in PTFE. Cilindriche. Superficie liscia e rotonda. Impiego versatile. Autoclavabili. Altre dimensioni disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09197520	Ancoretta magnetica, lungh. 20 mm, Ø 6 mm	1 pz.
LLG09197530	Ancoretta magnetica, lungh. 30 mm, Ø 6 mm	1 pz.
LLG07019622	Ancorette magnetiche per agitazione, PTFE, cilindriche, Ø 27 mm, Lunghezza 108 mm	1 pz
LLG07019623	Ancorette magnetiche per agitazione, PTFE, cilindriche, Ø 27 mm, Lunghezza 159 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

