

**Provette con tappo vincolato, BIO-CERT® qualità PCR****BRAND**

Provette per reazioni, BIO-CERT® qualità PCR. Per PCR-set-up, stoccaggio di campioni per PCR e altre applicazioni che richiedono alti livelli di pulizia.

- Coperchio con chiusura a pressione, ad alta tenuta.
- Il tappo può essere aperto o chiuso con una sola mano.
- Graduate.
- Esenti da DNA, RNasi, DNasi, pirogeni, endotossine e inibitori della PCR.
- Autoclavabili a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

