

**Test Nanocolor in provetta - determinazione ammonio****Macherey Nagel**

Nelle acque di superficie e sotteranee, gli ioni di ammonio sono un indicatore della decomposizione di materia animale e vegetale. Alti livelli di ammoniaca nelle acque di superficie possono indicare la contaminazione da scarichi di impianti di trattamento, fertilizzanti o effluenti industriali. Livelli eccessivi di ammoniaca sono tossici per la vita acquatica.

I test Nanocolor in provetta sono ideali per misure facili e veloci. Lo strumento riconosce la provetta NANOCOLOR® in base al barcode ed effettua immediatamente la misura, senza la necessità di impostare nessuno parametro. In questo modo si evita il contatto con chimici pericolosi garantendo la completa sicurezza per l'operatore.

Approvati

Risultati riproducibili e comparabili

I principi su cui si basano i test NANOCOLOR® derivano da metodi definiti da standard internazionali come DIN-, EN-, ISO-, EPA- e APHA.

Precisi

Facili da maneggiare e molto accurati

Tutti i test NANOCOLOR® contengono reagenti pre-dosati, pronti all'uso.

Versatili

Il test perfetto per ogni richiesta

Il range dei test NANOCOLOR® copre tutti i più importanti parametri di interesse nel campo dell'analisi delle acque.

Codice colore

Facile identificazione

Ogni scatola di test NANOCOLOR® è fornita di etichetta con codice colore per la facile identificazione.



Code	Description	Packaging
H2O985002	Test NANOCOLOR Ammonium 2000, per la determinazione dell'ammonio, range: 300-1600 mg/L NH ₄ -N, 400-2000 mg/L NH ₄ ⁺ , metodo: ammonio - indofenolo, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985003	Test NANOCOLOR® Ammonio 3 - range: 0.04-2.30 mg/L NH ₄ -N, 0.05-3.00 mg/L NH ₄ ⁺ , metodo: indofenolo, analogo a APHA 4500-NH ₃ F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1, conservazione: 18-25 °C	20 test
H2O985004	Test NANOCOLOR® Ammonio 10 - range: 0.2-8.0 mg/L NH ₄ -N, 0.2-10.0 mg/L NH ₄ ⁺ , metodo: indofenolo, analogo a APHA 4500-NH ₃ F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1, conservazione: 18-25 °C	20 test
H2O985005	Test NANOCOLOR® Ammonio 50, range: 1-40 mg/L NH ₄ -N, 1-50 mg/L NH ₄ ⁺ , metodo: ammonio - indofenolo, analogo a APHA 4500-NH ₃ F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1, conservazione: 18-25 °C	20 test
H2O985006	Test NANOCOLOR® Ammonio 200 - range: 30-160 mg/L NH ₄ -N, 40-200 mg/L NH ₄ ⁺ , metodo: indofenolo, analogo APHA 4500-NH ₃ F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1, conservazione: 18-25 °C	20 test
H2O985008	Test NANOCOLOR® Ammonio 100, range: 4-80 mg/L NH ₄ -N, 5-100 mg/L NH ₄ ⁺ , metodo: ammonio indofenolo, analogo a APHA 4500-NH ₃ F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1, conservazione: 18-25 °C	20 test