

**Test Nanocolor in provetta - determinazione cianuro****Macherey Nagel**

Il cianuro è estremamente tossico. La dose letale è di circa 1 mg per kg di peso corporeo. Un attento controllo è perciò essenziale dove i cianuri sono utilizzati nei processi industriali, es. in galvanotecnica o nell'estrazione dell'oro. Un vigile controllo è richiesto in particolare per la produzione di acquavite di frutta dalle drupacee.

I test Nanocolor in provetta sono ideali per misure facili e veloci. Lo strumento riconosce la provetta NANOCOLOR® in base al barcode ed effettua immediatamente la misura, senza la necessità di impostare nessuno parametro. In questo modo si evita il contatto con chimici pericolosi garantendo la completa sicurezza per l'operatore.

**Approvati**

Risultati riproducibili e comparabili

I principi su cui si basano i test NANOCOLOR® derivano da metodi definiti da standard internazionali come DIN-, EN-, ISO-, EPA- e APHA.

**Precisi**

Facili da maneggiare e molto accurati

Tutti i test NANOCOLOR® contengono reagenti pre-dosati, pronti all'uso.

**Versatili**

Il test perfetto per ogni richiesta

Il range dei test NANOCOLOR® copre tutti i più importanti parametri di interesse nel campo dell'analisi delle acque.

**Codice colore**

Facile identificazione

Ogni scatola di test NANOCOLOR® è fornita di etichetta con codice colore per la facile identificazione.



Code	Description	Packaging
H2O985031	Test NANOCOLOR® Cianuro 08 - range: 0.02-0.80 mg/L CN-, metodo: acido barbiturico/piridina, analogo: DIN EN ISO 14403 – D13-1, conservazione: 18-25 °C	1 kit



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

