

**Test interlaboratorio NANOCOLOR****Macherey Nagel**

Controlli interlaboratori. Sistema per il controllo della qualità analitica. Le soluzioni di prova intralaboratorio consistono in un multistandard di composizione sconosciuta, che sarà verificato da un laboratorio di supervisione indipendente ed accreditato. Il multistandard è stato sviluppato per il controllo interno di qualità (IQK) conformemente alle specifiche DWA A 704 per il controllo del metodo e degli strumenti di lavoro, nonché per il controllo relativo ad un'adeguata manipolazione. I risultati di misurazione saranno esaminati e certificati dall'organizzatore della prova interlaboratorio. Frequenza di applicazione consigliata: 1x per anno. Si raccomanda di eseguire la prova interlaboratorio entro 14 giorni dal suo ricevimento.



Code	Description	Packaging
H2O925001	NANOCONTROL Test interlaboratorio	1 kit
H2O925002	NANOCONTROL Test interlaboratorio metalli	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

