

**NANOCONTROL Multistandard****Macherey Nagel**

In aggiunta agli standard singoli, sono disponibili anche combinazioni di sostanze. La combinazione e la concentrazione di questi multistandard rispondono alle specifiche richieste di utilizzo. Per es. trattamento acque di scarico, produzione acque per consumo umano etc.. Una sola soluzione permette il controllo di più parametri alla volta.



Code	Description	Packaging
H2O925010	NANOCONTROL Multistandard liquami in uscita 2, per ammonio 3/COD 40/COD 60/Nitrato 8/Nitrato 50/Nitrato/Fosfato totale 1/Fosfato totale 5/Fosfato totale LR/Azoto totale TNb 22/TKN 16	1 kit
H2O925011	NANOCONTROL Multistandard liquami in uscita 1, per Ammonio 10/COD 160/COD 300/COD 4000/COD LR 150/Nitrato 8/Nitrato 50/Nitrato/orto-fosfato e fosfato totale 5/Azoto totale TNb 60	1 kit
H2O925012	NANOCONTROL Multistandard liquami in entrata. per ammonio 50/COD 600/COD 1500/COD 15000/COD 60000/COD HR 1500/Nitrato 50/Nitrato 250/Fosfato totale 15/Azoto totale TNb 220	1 kit
H2O925013	NANOCONTROL Multistandard Infiltrazione acque, per Ammonio 100/Ammonio 200/COD 10000/COD 15000/Nitrato 250/Fosfato totale 45/orto-fosfato 50	1 kit
H2O925015	NANOCONTROL Multistandard Metalli 1, per Cadmio 2/Cadmio/Cloruri 50/Cloruri 200/Cromato 5 + NanOx Metal/Cromo totale 2/Cromato + NanOx Metal/Ferro 3/Ferro/Ferro LR/Fluoruri 2/Fluoruri/Solfato LR 200/Solfato MR 400/Zinco 4/Zinco/Zinco 6	1 kit
H2O925016	NANOCONTROL Multistandard Metalli 2, per Piombo 5/Piombo/Potassio 50/Rame 5/Rame 7/Rame/Nichel 7/Nichel 4/Nichel	1 kit
H2O925018	NANOCONTROL Multistandard acque per consumo umano, per Alluminio 07/Alluminio/Ammonio/Cloruri 50/Cloruri/Ferro 3/Ferro/Manganese 10/Manganese/Solfato 200/Solfato LR 200	1 kit

