

**Test VISOCOLOR® Powder Pillows****Macherey Nagel**

VISOCOLOR® Powder Pillows sono dei test fotometrici che uniscono il facile dosaggio dei reagenti con la precisione della misura. VISOCOLOR® Powder Pillows non contengono, per quanto possibile, sostanze pericolose. Tutti i VISOCOLOR® Powder Pillows contengono l'esatto quantitativo di reagente richiesto per ogni test. Istruzioni di facile comprensione, in 6 lingue, disponibili on line.

Possono essere valutati con PF-12Plus, PF-3 e spettrofotometri NANOCOLOR® Advance, NANOCOLOR® VIS II e NANOCOLOR® UV/VIS II.



Code	Description	Packaging
H2O936220	VISOCOLOR Powder Pillows, cloro libero, range 0.03–6.00 mg/L Cl ₂ , metodo DPD	1 kit
H2O936220.1	VISOCOLOR Powder Pillows, cloro libero, range 0.03–6.00 mg/L Cl ₂ , metodo DPD	1 kit
H2O936221	VISOCOLOR Powder Pillows, cloro totale e ozono, range 0.03–6.00 mg/L Cl ₂ / 0.03–4.00 mg/L O ₃ , metodo DPD	1 kit
H2O936221.1	VISOCOLOR Powder Pillows, cloro totale e ozono, range 0.03–6.00 mg/L Cl ₂ / 0.03–4.00 mg/L O ₃ , metodo DPD	1 kit
H2O936222	VISOCOLOR Powder Pillows pH, range pH 6.2 - 8.2, metodo indicatore misto	1 kit
H2O936223	VISOCOLOR Powder Pillows Solfato, range 15–200 mg/L SO ₄ ²⁻ , metodo bario solfato (torbidità)	1 kit
H2O936224	VISOCOLOR Powder Pillows Silice LR, range 0.02–2.10 mg/L SiO ₂ , metodo blu di silicomolibdeno	1 kit
H2O936225	VISOCOLOR Powder Pillows Silice HR, range 2–210 mg/L SiO ₂ , metodo acido molibdosilico	1 kit