

**Kit di controllo VISOCOLOR standard colore cloro****Macherey Nagel**

Il kit di controllo VISOCOLOR standard colore cloro è uno standard di riferimento per il controllo dei fotometri MACHEREY-NAGEL (NANOCOLOR® UV/VIS II, VIS II, NANOCOLOR® Advance, PF-12Plus e PF-3).

Le soluzioni simulano il colore del test a differenti concentrazioni del VISOCOLOR® basato sul metodo DPD e forniscono i risultati in mg/L. I risultati sono comparati con il certificato lotto-specifico.



| Code      | Description                                          | Packaging |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| H2O914820 | VISOCOLOR Standard colorimetrico per controllo Cloro | 1 kit     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

