

**Kit di controllo VISOCOLOR standard colore cloro****Macherey Nagel**

Il kit di controllo VISOCOLOR standard colore cloro è uno standard di riferimento per il controllo dei fotometri MACHEREY-NAGEL (NANOCOLOR® UV/VIS II, VIS II, NANOCOLOR® Advance, PF-12Plus e PF-3).

Le soluzioni simulano il colore del test a differenti concentrazioni del VISOCOLOR® basato sul metodo DPD e forniscono i risultati in mg/L. I risultati sono comparati con il certificato lotto-specifico.



Code	Description	Packaging
H2O914820	VISOCOLOR Standard colorimetrico per controllo Cloro	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

