



## Test Visocolor HE

Macherey Nagel

I kit VISOCOLOR® HE sono kit colorimetrici altamente sensibili. Comparati con i tradizionali VISOCOLOR®, la sensibilità di questi kit è innalzata grazie all'incremento della lunghezza della provetta e all'utilizzo di reagenti molto sensibili. Questa tecnica permette un aumento della sensibilità da 10 a 100 volte. Ogni kit VISOCOLOR® HE è confezionato in una robusta scatola di plastica contenente il blocco comparatore con il disco dei colori di riferimento e tutti i reagenti necessari. I kit VISOCOLOR® titration si basano sui principi dell'analisi volumetrica. I risultati possono essere letti, in mg/l or in una seconda dimensione alternativa, sulla siringa graduata. Tutti questi kits sono qualificati per l'analisi di acqua di mare.



| Code      | Description                                                                                                               | Packaging |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H2O915002 | VISOCOLOR HE durezza totale H 2 - 0.06–2.50 °e / 0.01–0.36 mmol/L Ca <sup>2+</sup>                                        | 1 kit     |
| H2O915003 | VISOCOLOR® HE Durezza carbonato C20, 0.6–25.0 °e / 0.2–7.2 mmol/L H <sup>+</sup>                                          | 1 kit     |
| H2O915004 | VISOCOLOR HE Cloruro CL 500 - 5-500 mg/L Cl <sup>-</sup>                                                                  | 1 kit     |
| H2O915005 | VISOCOLOR HE Durezza totale H 20 F - 0.6–25.0 °e / 0.1–3.6 mmol/L Ca <sup>2+</sup> (1 syringe filling)                    | 1 kit     |
| H2O915006 | VISOCOLOR HE Acidità AC 7 - 0.2-7.2 mmol/L H <sup>+</sup>                                                                 | 1 kit     |
| H2O915007 | VISOCOLOR HE Alcalinità AL 7 - 0.2–7.2 mmol/L OH <sup>-</sup>                                                             | 1 kit     |
| H2O915008 | VISOCOLOR HE Solfito SU 100 - 2–100 mg/L SO <sub>3</sub> 2 <sup>-</sup>                                                   | 1 kit     |
| H2O915009 | VISOCOLOR HE Ossigeno SA 10 - 0.2–10.0 mg/L O <sub>2</sub>                                                                | 1 kit     |
| H2O915010 | VISOCOLOR HE Calcio CA 20 - 0.6–25.0 °e / 0.1–3.6 mmol/L Ca <sup>2+</sup>                                                 | 1 kit     |
| H2O920006 | VISO HE Ammonio - 0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>    | 1 kit     |
| H2O920015 | VISOCOLOR HE Cloro-0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.60 mg/L Cl <sub>2</sub>                | 1 kit     |
| H2O920028 | VISOCOLOR HE Cianuro - 0.0 · 0.002 · 0.004 · 0.007 · 0.010 · 0.015 · 0.020 · 0.025 · 0.030 · 0.040 mg/L CN <sup>-</sup>   | 1 kit     |
| H2O920040 | VISOCOLOR HE Ferro - 0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.04 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/L Fe                           | 1 kit     |
| H2O920050 | VISOCOLOR HE Rame - 0.0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Cu <sup>2+</sup>              | 1 kit     |
| H2O920055 | VISO HE Manganese - 0.0 · 0.03 · 0.06 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Mn                            | 1 kit     |
| H2O920063 | VISO HE Nitriti - 0.0 · 0.005 · 0.010 · 0.015 · 0.02 · 0.03 · 0.04 · 0.06 · 0.08 · 0.10 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | 1 kit     |
| H2O920074 | VISOCOLOR HE pH 4.0-10.0 - pH pH 4.0 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 · 10.0                         | 1 kit     |
| H2O920080 | VISO HE fosfato (DEV) -0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 mg/L PO <sub>4</sub> -P         | 1 kit     |
| H2O920082 | VISOCOLOR HE fosfato - 0.0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.0 mg/L PO <sub>4</sub> -P              | 1 kit     |
| H2O920087 | VISO HE Silicone - 0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 mg/L Si                             | 1 kit     |



| Code      | Description                                           | Packaging |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| H2O931050 | VISOCOLOR ECO Detergenti anionici - 0.1-5.0 mg/L MBAS | 1 kit     |
| H2O931051 | VISOCOLOR ECO - Detergenti cationici - 1-20 mg/L CTAB | 1 kit     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

