



## Test Visocolor ECO - Refill

Macherey Nagel

Ricambi per rimpiazzare i reagenti consumati nei kit Visocolor# ECO. Per uso con kit ECO. I kit sono costituiti da reagenti singoli, pre-dosati e i risultati possono essere visualizzati comprando il campione con i colori di riferimento riportati su schede di elevata qualità.



| Code      | Description                                                                                                                                                                            | Packaging |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H2O931204 | VISOCOLOR ECO Alcalinità TA, 0.4–17.5 °e / 5–250 mg/L CaCO <sub>3</sub> (fotometrico), refill pack                                                                                     | 1 kit     |
| H2O931206 | VISOCOLOR ECO Alluminio, 0 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Al <sup>3+</sup> (visivo), Refill pack                                                                | 1 kit     |
| H2O931208 | VISOCOLOR ECO Ammonio 3, 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 mg/L NH <sub>4</sub> + (visivo), 0.1–2.5 mg/L NH <sub>4</sub> + (fotometrico), Refill pack                              | 1 kit     |
| H2O931210 | VISOCOLOR ECO Ammonio 15, 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 · 15 mg/L NH <sub>4</sub> + (visivo), 0.5–8.0 mg/L NH <sub>4</sub> + (fotometrico), Refill pack                             | 1 kit     |
| H2O931211 | VISOCOLOR ECO Bromo, 0.10–13.00 mg/L Br (fotometrico), Refill pack                                                                                                                     | 1 kit     |
| H2O931215 | VISOCOLOR ECO Cloro 2, libero e totale, < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl <sub>2</sub> (visivo), 0.05–2.00 mg/L Cl <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack | 1 kit     |
| H2O931216 | VISOCOLOR ECO Cloro 2, libero, < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl <sub>2</sub> (visivo), 0.05–2.00 mg/L Cl <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack          | 1 kit     |
| H2O931217 | VISOCOLOR ECO Cloro 6, 0.05–6.00 mg/L Cl <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack                                                                                                       | 1 kit     |
| H2O931218 | VISOCOLOR ECO Cloruro, 1 · 2 · 4 · 7 · 12 · 20 · 40 · 60 mg/L Cl <sup>-</sup> (visivo), 1–50 mg/L Cl <sup>-</sup> (fotometrico), Refill pack                                           | 1 kit     |
| H2O931219 | VISOCOLOR ECO Cloro 6 libero, 0.05–6.00 mg/L Cl <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack                                                                                                | 1 kit     |
| H2O931220 | VISOCOLOR ECO Cromo (VI), 0.02 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Cr(VI) (visivo), 0.02–0.50 mg/L Cr(VI) (fotometrico), Refill pack                                 | 1 kit     |
| H2O931221 | VISOCOLOR ECO Diossido di cloro, < 0.2 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.1 · 1.7 · 2.3 · 3.8 mg/L ClO <sub>2</sub> (visivo), 0.20–3.80 mg/L ClO <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack      | 1 kit     |
| H2O931222 | VISOCOLOR ECO cianuro, 0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/L CN <sup>-</sup> (visivo), 0.01–0.20 mg/L CN <sup>-</sup> (fotometrico), Refill pack              | 1 kit     |
| H2O931223 | VISOCOLOR ECO Acido cianurico, 10 · 15 · 20 · 30 · 40 · 60 · 80 · 100 mg/L Cya (visivo), 10–100 mg/L Cya (fotometrico), Refill pack                                                    | 1 kit     |
| H2O931224 | VISOCOLOR ECO DEHA, 0 · 0.01 · 0.03 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 mg/L DEHA (visivo), Refill pack                                                                          | 1 kit     |

| Code      | Description                                                                                                                                                                                       | Packaging |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H2O931225 | VISOCOLOR ECO Ferro 1, 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe (visivo), 0.04–2.00 mg/L Fe (fotometrico), refill pack                                                    | 1 kit     |
| H2O931226 | VISOCOLOR ECO Ferro 2, 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe (visivo), 0.04–2.00 mg/L Fe (fotometrico), Refill pack                                                    | 1 kit     |
| H2O931227 | VISOCOLOR ECO Fluoruro, 0.1–2.0 mg/L F <sup>-</sup> (fotometrico), Refill pack                                                                                                                    | 1 kit     |
| H2O931230 | VISOCOLOR ECO Idratzina, 0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 mg/L N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> (visivo), 0.05–0.40 mg/L N <sub>2</sub> H <sub>4</sub> (fotometrico), refill pack  | 1 kit     |
| H2O931232 | VISOCOLOR ECO Potassio, 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 15 mg/L K <sup>+</sup> (visivo), 2–25 mg/L K <sup>+</sup> (fotometrico), Refill pack                                                             | 1 kit     |
| H2O931233 | VISOCOLOR ECO Silice, 0 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 mg/L SiO <sub>2</sub> (visivo), 0.2–3.0 mg/L SiO <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack                                  | 1 kit     |
| H2O931234 | VISOCOLOR ECO Silice HR 200, 10–200 mg/L SiO <sub>2</sub> (fotometrico)                                                                                                                           | 1 kit     |
| H2O931235 | VISOCOLOR ECO Cloro 1, libero, totale, < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl <sub>2</sub> (visivo), 0.05–2.00 mg/L Cl <sub>2</sub> (fotometrico), refill                  | 1 kit     |
| H2O931237 | VISOCOLOR ECO Rame, 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1.0 · 1.5 mg/L Cu <sup>2+</sup> (visivo), 0.1–5.0 mg/L Cu <sup>2+</sup> (fotometrico), Refill pack                                          | 1 kit     |
| H2O931238 | VISOCOLOR ECO Manganese, 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/L Mn (visivo), 0.1–5.0 mg/L Mn (fotometrico), Refill pack                                                           | 1 kit     |
| H2O931240 | VISOCOLOR ECO Nichel, 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/L Ni <sup>2+</sup> (visivo), 0.04–5.00 mg/L Ni <sup>2+</sup> (fotometrico), Refill pack                                | 1 kit     |
| H2O931241 | VISOCOLOR ECO Nitrato, 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (visivo), 4–60 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (fotometrico) Refill pack             | 1 kit     |
| H2O931244 | VISOCOLOR ECO Nitriti, 0 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (visivo), 0.02–0.50 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (fotometrico), Refill pack | 1 kit     |
| H2O931250 | VISOCOLOR ECO detergenti anionici, 0.1 · 0.25 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 mg/L MBAS (visivo), refill pack                                                                                             | 1 kit     |
| H2O931251 | VISOCOLOR ECO detergenti cationici, 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 · 20 mg/L CTAB (visivo), refill pack                                                                                                  | 1 kit     |
| H2O931266 | VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0, pH: 4.0 · 5.0 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 (visivo), Refill pack                                                                                           | 1 kit     |



| Code      | Description                                                                                                                                                                      | Packaging |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H2O931270 | VISOCOLOR ECO pH 6.0-8.2, pH 6.1–8.4 (fotometrico), Refill pack                                                                                                                  | 1 kit     |
| H2O931284 | VISOCOLOR ECO Fosfato, 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 · 5 mg/L PO <sub>4</sub> -P (visivo), 0.2–5.0 mg/L PO <sub>4</sub> -P (fotometrico), Refill pack                    | 1 kit     |
| H2O931288 | VISOCOLOR ECO Ossigeno, 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 mg/L O <sub>2</sub> (visivo), 1–8 mg/L O <sub>2</sub> (fotometrico), Refill pack                                          | 1 kit     |
| H2O931290 | VISOCOLOR ECO Piscina (Cl+pH), cloro: < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl <sub>2</sub> - pH: 6.9 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.2 (visivo) Refill pack    | 1 kit     |
| H2O931292 | VISOCOLOR ECO Solfati, 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 · 150 · 200 mg/L SO <sub>4</sub> 2– (visivo), 20–200 mg/L SO <sub>4</sub> 2– (fotometrico), refill pack | 1 kit     |
| H2O931294 | VISOCOLOR ECO Solfuro, 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.5 · 0.6 · 0.7 · 0.8 mg/L S <sub>2</sub> – (visivo), 0.05–0.80 mg/L S <sub>2</sub> – (fotometrico), Refill pack                  | 1 kit     |
| H2O931298 | VISOCOLOR ECO Zinco, 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 mg/L Zn <sup>2+</sup> (visivo), 0.1–3.0 mg/L Zn <sup>2+</sup> (fotometrico), Refill pack                                                | 1 kit     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

