



Test Visocolor ECO - Refill

Macherey Nagel

Ricambi per rimpiazzare i reagenti consumati nei kit Visocolor# ECO. Per uso con kit ECO. I kit sono costituiti da reagenti singoli, pre-dosati e i risultati possono essere visualizzati comprando il campione con i colori di riferimento riportati su schede di elevata qualità.



Code	Description	Packaging
H2O931204	VISOCOLOR ECO Alcalinità TA, 0.4–17.5 °e / 5–250 mg/L CaCO ₃ (fotometrico), refill pack	1 kit
H2O931206	VISOCOLOR ECO Alluminio, 0 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Al ³⁺ (visivo), Refill pack	1 kit
H2O931208	VISOCOLOR ECO Ammonio 3, 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 mg/L NH ₄ + (visivo), 0.1–2.5 mg/L NH ₄ + (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931210	VISOCOLOR ECO Ammonio 15, 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 · 5 · 7 · 10 · 15 mg/L NH ₄ + (visivo), 0.5–8.0 mg/L NH ₄ + (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931211	VISOCOLOR ECO Bromo, 0.10–13.00 mg/L Br (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931215	VISOCOLOR ECO Cloro 2, libero e totale, < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl ₂ (visivo), 0.05–2.00 mg/L Cl ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931216	VISOCOLOR ECO Cloro 2, libero, < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl ₂ (visivo), 0.05–2.00 mg/L Cl ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931217	VISOCOLOR ECO Cloro 6, 0.05–6.00 mg/L Cl ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931218	VISOCOLOR ECO Cloruro, 1 · 2 · 4 · 7 · 12 · 20 · 40 · 60 mg/L Cl ⁻ (visivo), 1–50 mg/L Cl ⁻ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931219	VISOCOLOR ECO Cloro 6 libero, 0.05–6.00 mg/L Cl ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931220	VISOCOLOR ECO Cromo (VI), 0.02 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.40 · 0.50 mg/L Cr(VI) (visivo), 0.02–0.50 mg/L Cr(VI) (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931221	VISOCOLOR ECO Diossido di cloro, < 0.2 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.1 · 1.7 · 2.3 · 3.8 mg/L ClO ₂ (visivo), 0.20–3.80 mg/L ClO ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931222	VISOCOLOR ECO cianuro, 0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 mg/L CN ⁻ (visivo), 0.01–0.20 mg/L CN ⁻ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931223	VISOCOLOR ECO Acido cianurico, 10 · 15 · 20 · 30 · 40 · 60 · 80 · 100 mg/L Cya (visivo), 10–100 mg/L Cya (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931224	VISOCOLOR ECO DEHA, 0 · 0.01 · 0.03 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 mg/L DEHA (visivo), Refill pack	1 kit

Code	Description	Packaging
H2O931225	VISOCOLOR ECO Ferro 1, 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe (visivo), 0.04–2.00 mg/L Fe (fotometrico), refill pack	1 kit
H2O931226	VISOCOLOR ECO Ferro 2, 0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 mg/L Fe (visivo), 0.04–2.00 mg/L Fe (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931227	VISOCOLOR ECO Fluoruro, 0.1–2.0 mg/L F ⁻ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931230	VISOCOLOR ECO Idratzina, 0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 · 0.30 · 0.40 mg/L N ₂ H ₄ (visivo), 0.05–0.40 mg/L N ₂ H ₄ (fotometrico), refill pack	1 kit
H2O931232	VISOCOLOR ECO Potassio, 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 · 15 mg/L K ⁺ (visivo), 2–25 mg/L K ⁺ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931233	VISOCOLOR ECO Silice, 0 · 0.2 · 0.4 · 0.6 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 mg/L SiO ₂ (visivo), 0.2–3.0 mg/L SiO ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931234	VISOCOLOR ECO Silice HR 200, 10–200 mg/L SiO ₂ (fotometrico)	1 kit
H2O931235	VISOCOLOR ECO Cloro 1, libero, totale, < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl ₂ (visivo), 0.05–2.00 mg/L Cl ₂ (fotometrico), refill	1 kit
H2O931237	VISOCOLOR ECO Rame, 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1.0 · 1.5 mg/L Cu ²⁺ (visivo), 0.1–5.0 mg/L Cu ²⁺ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931238	VISOCOLOR ECO Manganese, 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/L Mn (visivo), 0.1–5.0 mg/L Mn (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931240	VISOCOLOR ECO Nichel, 0 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 0.9 · 1.2 · 1.5 mg/L Ni ²⁺ (visivo), 0.04–5.00 mg/L Ni ²⁺ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931241	VISOCOLOR ECO Nitrato, 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 mg/L NO ₃ ⁻ (visivo), 4–60 mg/L NO ₃ ⁻ (fotometrico) Refill pack	1 kit
H2O931244	VISOCOLOR ECO Nitriti, 0 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · mg/L NO ₂ ⁻ (visivo), 0.02–0.50 mg/L NO ₂ ⁻ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931250	VISOCOLOR ECO detergenti anionici, 0.1 · 0.25 · 0.5 · 1.0 · 2.0 · 5.0 mg/L MBAS (visivo), refill pack	1 kit
H2O931251	VISOCOLOR ECO detergenti cationici, 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 15 · 20 mg/L CTAB (visivo), refill pack	1 kit
H2O931266	VISOCOLOR ECO pH 4.0-9.0, pH: 4.0 · 5.0 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 (visivo), Refill pack	1 kit



Code	Description	Packaging
H2O931270	VISOCOLOR ECO pH 6.0-8.2, pH 6.1–8.4 (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931284	VISOCOLOR ECO Fosfato, 0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 · 5 mg/L PO ₄ -P (visivo), 0.2–5.0 mg/L PO ₄ -P (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931288	VISOCOLOR ECO Ossigeno, 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 10 mg/L O ₂ (visivo), 1–8 mg/L O ₂ (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931290	VISOCOLOR ECO Piscina (Cl+pH), cloro: < 0.1 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.9 · 1.2 · 2.0 mg/L Cl ₂ - pH: 6.9 · 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8.2 (visivo) Refill pack	1 kit
H2O931292	VISOCOLOR ECO Solfati, 25 · 30 · 35 · 40 · 50 · 60 · 70 · 80 · 100 · 120 · 150 · 200 mg/L SO ₄ 2– (visivo), 20–200 mg/L SO ₄ 2– (fotometrico), refill pack	1 kit
H2O931294	VISOCOLOR ECO Solfuro, 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.4 · 0.5 · 0.6 · 0.7 · 0.8 mg/L S ₂ – (visivo), 0.05–0.80 mg/L S ₂ – (fotometrico), Refill pack	1 kit
H2O931298	VISOCOLOR ECO Zinco, 0 · 0.5 · 1 · 2 · 3 mg/L Zn ²⁺ (visivo), 0.1–3.0 mg/L Zn ²⁺ (fotometrico), Refill pack	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

