



Kit NANOCOLOR ECO, reagenti fotometrici per analisi delle acque

Macherey Nagel

Kit NANOCOLOR ECO, reagenti fotometrici per analisi delle acque. Procedure semplici e analisi a basso costo.



Code	Description	Packaging
H2O976002	Kit NANOCOLOR ECO Iron, per la determinazione del ferro, range: 0.01–5.00 mg/L Fe, metodo: 1,10–fenantrolina, analogo APHA 3500-Fe D, DIN 38406 – E1-1, ISO 6332, adatto anche ad acqua di mare	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

