



Reagenti per la decomposizione del campione NANOCOLOR® Crack Set

Macherey Nagel

Il reagente NANOCOLOR® crack set è utile per la digestione completa di campioni resistenti. Il reagente liquido incluso permette la preparazione ossidativa del campione in condizioni acide (perossidisolfato / acido solforico), a pressione ambientale e 100 °C in termoblocchi.



Code	Description	Packaging
H2O91808	NANOCOLOR Crack set, include acido solforico e potassio perossidissolfato per la digestione ossidativa in blocchi riscaldanti	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

