



Accessori VISOCOLOR®

Macherey Nagel

Accessori per test VISOCOLOR®.



Code	Description	Packaging
H2O914444	accessori VISOCOLOR - provetta per misura potassio 2-15 mg/l	1 kit
H2O914492	accessori VISOCOLOR - misurino a cucchiaino, in plastica, nero, 70 mm	1 kit
H2O914495	accessori VISOCOLOR - provetta per misura solfato 25-200 mg/l	1 kit
H2O914496	accessori VISOCOLOR - provetta per campionamento marcata a 10/20mL, per VISOCOLOR ECO solfato e acido cianurico	1 kit
H2O914497	accessori VISOCOLOR - termometro -10 °C - +60 °C	1 kit
H2O914498	accessori VISOCOLOR - bicchiere per campionamento, 25mL	1 kit
H2O914499	accessori VISOCOLOR - cuvetta in vetro, marcata 10 mL, per VISOCOLOR ECO detergenti anionici o detergenti cationici	1 kit
H2O914663	accessori VISOCOLOR - misurino a cucchiaino, in plastica, nero, 85 mm	1 kit
H2O914664	accessori VISOCOLOR - misurino a cucchiaino, in plastica, arancione, 85 mm	1 kit
H2O914939	accessori VISOCOLOR - cella di compensazione	1 kit
H2O915402	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico con VISOCOLOR VISOCOLOR HE Durezza Totale H2	1 kit
H2O915404	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico con VISOCOLOR HE Cloruro CL 500	1 kit
H2O915405	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico VISOCOLOR HE durezza totale H20 F	1 kit
H2O915407	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico con VISOCOLOR HE AC 7/AL 7/KS 7AC 7/AL 7/KS 7	1 kit
H2O915408	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico con VISOCOLOR HE solfito SU 100	1 kit
H2O915409	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico con VISOCOLOR HE Ossigeno SA 10	1 kit
H2O915417	accessori VISOCOLOR - siringa per test titrimetrico VISOCOLOR HE Durezza Carbonato C20	1 kit
H2O915498	accessori VISOCOLOR - bottiglia campionamento 30 mL, per VISOCOLOR ECO Ossigeno	1 kit
H2O915499	accessori VISOCOLOR - provetta per titolazione marcata a 5 mL, per tutti i test titrimetrici VISOCOLOR e i kit colorimetrici VISOCOLOR ALPHA	1 kit



Code	Description	Packaging
H2O920401	accessori VISOCOLOR - provetta di misura con tappo a vite, per test colorimetrici VISOCOLOR HE	1 kit
H2O920402	accessori VISOCOLOR - blocco comparatore, per test colorimetrici VISOCOLOR HE	1 kit
H2O931151	accessori VISOCOLOR - provetta di misura con tappo a vite, marcata 5 mL, per test colorimetrici VISOCOLOR ECO	1 kit
H2O931152	accessori VISOCOLOR - comparatore, per test colorimetrici VISOCOLOR ECO	1 kit
H2O931501	accessori VISOCOLOR - istruzioni per uso test VISOCOLOR ECO con fotometro PF-12	1 kit
H2O931502	accessori VISOCOLOR - istruzioni per determinazioni visive con test VISOCOLOR ECO	1 kit
H2O931503	accessori VISOCOLOR - istruzioni per uso test VISOCOLOR ECO con fotometro PF-12 Plus	1 kit
H2O931929	accessori VISOCOLOR - reagente additivo Z-1 per test VISOCOLOR ECO, elimina gli ioni rame durante la determinazione della durezza totale	1 kit
H2O934001	accessori VISOCOLOR - istruzioni per uso test VISOCOLOR ECO con fotometro PF-3	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

