



Accessori per fotometri - cuvette e accessori per cuvette

Macherey Nagel

Accessori per fotometri - cuvette e accessori per cuvette.



Code	Description	Packaging
H2O919120	Cuvetta in quarzo NANOCOLOR, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS e UV/VIS II	1 pz.
H2O919121	Cuvetta in quarzo NANOCOLOR, cammino ottico 50 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS e UV/VIS II	1 pz.
H2O919122	Cuvetta in quarzo NANOCOLOR, cammino ottico 2 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS e UV/VIS II	1 pz.
H2O919126	Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS II	1 pz.
H2O919127	Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 2 mm, per NANOCOLOR UV/VIS e UV/VIS II	1 pz.
H2O919128	Cella di flusso, vetro ottico, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS II	1 pz.
H2O919129	Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 50 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, , NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS II	1 pz.
H2O919136	Fissaggio per cuvette da 10 mm, per NANOCOLOR® Advance, VIS II, UV/VIS e UV/VIS II	1 pz.
H2O919138	Adattatore per provette diam. esterno 13 mm, per NANOCOLOR UV/VIS, VIS, UV/VIS II e VIS II, NON adatto a fotometri con filtro	1 pz.
H2O919149	Cella di flusso. quarzo, cammino ottico 50 mm, per r NANOCOLOR® VIS, VIS II e UV/VIS II	1 pz.
H2O919158	Cella di flusso, vetro ottico, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR® VIS, VIS II e UV/VIS II	1 pz.
H2O91937	Cuvetta in plastica, monouso, cammino ottico 10 mm, adatto a fotometri NANOCOLOR	100 pz.
H2O91950	Cuvetta semi-micro, in vetro ottico, cammino ottico 50 mm	1 pz.
H2O919607	Adattatore per cuvette monouso 50 mm, per NANOCOLOR Advance, VIS II e UV/VIS II	1 pz.
H2O919626	Cella di flusso, quarzo, cammino ottico 10 mm, per NANOCOLOR® UV/VIS II, NON adatta a NANOCOLOR UV/VIS	1 pz.
H2O919910	Adattatore per provette diam. esterno 14-11 mm, per NANOCOLOR 500 D, 400 D, 350 D	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

