



Accessori per fotometri - filtri speciali per fotometri

Macherey Nagel

Accessori per fotometri - filtri speciali per fotometri NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D / PF-12Plus / PF-12.



Code	Description	Packaging
H2O919841.2	Filtro speciale di interferenza NANOCOLOR, 412 nm, per test in provetta NANOCOLOR Formaldeide 10, per fotometri NANOCOLOR 250 D/300 D/350 D/400 D/500 D e PF12/PF12Plus, installazione in fabbrica	1 pz.
H2O919850.1	Filtro speciale di interferenza NANOCOLOR, lunghezza d'onda su richiesta, per fotometri NANOCOLOR 250 D/300 D/350 D/400 D/500 D e PF12/PF12Plus, installazione sul posto	1 pz.
H2O919850.2	Filtro speciale di interferenza NANOCOLOR, lunghezza d'onda su richiesta, per fotometri , NANOCOLOR 250 D/300 D/350 D/400 D/500 D e PF12/PF12Plus , installazione in fabbrica	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

