



**Accessori per fotometri - filtri speciali per fotometri**

**Macherey Nagel**

Accessori per fotometri - filtri speciali per fotometri NANOCOLOR® 500 D / 400 D / 350 D / PF-12Plus / PF-12.



| Code        | Description                                                                                                                                                                                        | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H2O919841.2 | Filtro speciale di interferenza NANOCOLOR, 412 nm, per test in provetta NANOCOLOR Formaldeide 10, per fotometri NANOCOLOR 250 D/300 D/350 D/400 D/500 D e PF12/PF12Plus, installazione in fabbrica | 1 pz.     |
| H2O919850.1 | Filtro speciale di interferenza NANOCOLOR, lunghezza d'onda su richiesta, per fotometri NANOCOLOR 250 D/300 D/350 D/400 D/500 D e PF12/PF12Plus, installazione sul posto                           | 1 pz.     |
| H2O919850.2 | Filtro speciale di interferenza NANOCOLOR, lunghezza d'onda su richiesta, per fotometri , NANOCOLOR 250 D/300 D/350 D/400 D/500 D e PF12/PF12Plus , installazione in fabbrica                      | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

