



Lettore di strisce Quantofix, Quantofix Relax

Macherey Nagel

Rifrattometro per la valutazione delle strisce di test.

QUANTOFIX® Relax è lo strumento ideale per la valutazione effettiva delle strisce QUANTOFIX®. **Combina la semplicità d'uso delle strisce con la sicurezza dell'analisi strumentale.** Non richiede l'uso di strisce particolari.

Tutte le funzioni dello strumento possono essere selezionate mediante il **display touch screen**, rendendone l'uso semplice e intuitivo, evitando la necessità di training.

Funzione auto-start per permettere la misurazione immediata appena la striscia viene appoggiata sul lettore, in questo modo si evitano contaminazioni causate dalla manipolazione eccessiva dello strumento.

Possibilità di **registrare i parametri più frequentemente utilizzati**, in modo da avere un accesso veloce durante l'operatività.

L'**ottica** di QUANTOFIX® Relax è in grado di fornire valori sicuri e standardizzati. Un'accuratezza 10 % è raggiunta per molti parametri, un livello che raramente può essere garantito in caso di analisi con strisce.

Le **valutazioni effettuate con QUANTOFIX® Relax non sono affette dall'influenza di fattori esterni**, ciò garantisce precisione e oggettività.

QUANTOFIX® Relax permette la **stampa dei risultati** immediatamente dopo la misura. Inoltre i dati possono essere memorizzati all'interno dello strumento per essere letti e stampati in un secondo momento.



| Code | Description | Packaging |
|----------|------------------------------------|-----------|
| H2O91346 | Lettore di strisce QUANTOFIX Relax | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

