



Valigetta VISOCOLOR con fotometro PF-3, senza reagenti, per acqua potabile

Macherey Nagel

PF3 per acqua potabile è lo strumento ideale per analisi facili e riproducibili di acqua per consumo umano. Combina la misurazione di tutti i parametri fondamentali in un solo dispositivo. La valigetta dispone di spazio sufficiente per contenere tutti i kit necessari per i test.

Fornitura: valigetta, fotometro PF-3 acqua potabile, cuvetta di calibrazione, 4 provette vuote, beaker, siringa da 5 ml, 3 batterie, manuale, istruzioni e certificato.



| Code | Description | Packaging |
|-----------|--|-----------|
| H2O934402 | Valigetta VISOCOLOR con fotometro PF-3, senza reagenti, per acqua potabile | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

