

**Kit LeviSelect per arricchimento cellule T hCD3****LevitasBio**

Arricchimento senza marcatura di cellule T umane CD3 T da campioni di cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) in concomitanza con l'arricchimento di cellule vive mediante sistema LeviCell.

I linfociti T umani vitali con antigene CD3 possono essere utilizzati per diverse applicazioni successive. Le cellule T non-CD3 sono etichettate magneticamente e rimangono immobilizzate all'interno della cartuccia LeviCell.

**Fornitura:**

- Miscela di anticorpi biotinilati, nanosfere di streptavidina, tampone e protocollo d'uso.
- Non sono richiesti passaggi come centrifugazione o lavaggio.
- Corsa media di 20 min per l'arricchimento di cellule vitali e la rimozione di cellule morte, morenti e detriti.

Il kit è valido per **10 reazioni**.



| Code       | Description                       | Packaging |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| FB01004005 | LeviSelect hCD3 T Cell Enrichment |           |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

