

**Kit LeviSelect per arricchimento cellule T LeviSelect hCD8****LevitasBio**

Arricchimento senza marcatura di cellule T umane CD8 T da campioni di cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) in concomitanza con l'arricchimento di cellule vive mediante sistema LeviCell.

I linfociti T umani vitali con antigene CD8 possono essere utilizzati per diverse applicazioni successive. Le cellule T non-CD8 sono etichettate magneticamente e rimangono immobilizzate all'interno della cartuccia LeviCell.

Fornitura:

- Miscela di anticorpi biotinilati, nanosfere di streptavidina, tampone e protocollo d'uso.
- Non sono richiesti passaggi come centrifugazione o lavaggio.
- Corsa media di 20 min per l'arricchimento di cellule vitali e la rimozione di cellule morte, morenti e detriti.

Il kit è valido per **10 reazioni**.



Code	Description	Packaging
FB01004009	LeviSelect hCD8 T Cell Enrichment	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

