

**Kit LeviSelect per arricchimento cellule B LeviSelect mouse****LevitasBio**

Arricchimento senza marcatura di cellule Pan B murine da campioni di cellule mononucleari del sangue periferico (PBMC) in concomitanza con l'arricchimento di cellule vitali mediante sistema LeviCell.

Le cellule vitali murine Pan B possono essere usate per diverse applicazioni successive. Le cellule non-B sono marcate magneticamente e rimangono immobilizzate nella cartuccia LeviCell.

Fornitura:

- Miscela di anticorpi biotinilati, nanosfere di streptavidina, tampone e protocollo d'uso.
- Non sono richiesti passaggi come centrifugazione o lavaggio.
- Corsa media di 20 min per l'arricchimento di cellule vitali e la rimozione di cellule morte, morenti e detriti.

Il kit è valido per **10 reazioni**.



Code	Description	Packaging
FB01004019	LeviSelect m B Cell Enrichment	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

