

**Armadio per fitofarmaci Phytosafety® 100****Labor Security System**

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di fitofarmaci, pesticidi e fitosanitari. Costruito completamente in lamiera pressopiegata di spessore 0.8 mm, con rinforzo superiore di spessore 1.5 mm e supporto inferiore di spessore 1.2 mm.

- Costruito secondo la direttiva 91/414/CEE.
- Verniciatura a forno a 190°C con polveri prive di metalli pesanti, termoindurenti, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione.
- 4 ripiani a vaschetta, regolabili in altezza, in acciaio elettrozincato e verniciato senza spigoli vivi (triplice piegatura in ambo i lati). Portata dei ripiani 90 kg. Dimensioni ripiano 390x930x30 mm.
- 1 vasca di fondo, in acciaio in acciaio elettrozincato e verniciato, senza spigoli vivi (triplice piegatura in ambo i lati). Capacità 43 L circa.
- Dotato di 2 ante metalliche a battente complete di serratura con aste.
- Completo di griglie frontali per l'aerazione naturale e foro superiore per l'eventuale collegamento di un impianto di filtrazione-aspirazione.
- Colore RAL 6005.
- Assicurazione RC prodotti.
- Dimensioni esterne: 1000 x 470 x 2000 h mm.
- Peso: 76 kg.
- Volume interno: 0,76 m³.
- L'armadio viene fornito smontato ed è provvisto di un kit di facile montaggio.



Code	Description	Packaging
LSSPST100	Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di fitofarmaci, pesticidi e fitosanitari PHYTOSAFETY® 100	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

