




Piastrine con filtro CHROMAFIL® MULTI 96
piastre in polipropilene a 96 pozzetti per filtrazione simultanea di 96
campioni

i vantaggi di questo sistema sono:

- è economico in quanto fa risparmiare tempo e solventi
- l'uso di pipettatori multicanale facilita le operazioni di trasferimento del liquido
- prontamente adattabile a tutti i comuni sistemi automatici/robotizzati
- volume morto minimo (40 µl)
- i materiali delle membrane corrispondono ai rispettivi filtri a siringa CHROMAFIL®

Descrizione Collettore da vuoto per monoblocchi, con serbatoio di raccolta, indicatore del vuoto e valvola di controllo, richiesto per filtrazione con piastre filtro a 96 pozzetti



| Code | Description | Packaging |
|------------|--|-----------|
| MNL738630M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Collettore da vuoto per monoblocchi, con serbatoio di raccolta, indicatore del vuoto e valvola di controllo, richiesto per filtrazione con piastre filtro a 96 pozzetti | 1 pz |
| MNL738652M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in fibra di vetro (1 µm nominale) | 1 pz |
| MNL738656M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in RC (cellulosa rigenerata, 0.2 µm) | 1 pz |
| MNL738657M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in RC (cellulosa rigenerata, 0.45 µm) | 1 pz |
| MNL738658M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in fibra di vetro (3 µm nominale) | 1 pz |
| MNL738659M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in PE (50 µm) | 1 pz |
| MNL738660M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in PTFE (0.2 µm) | 1 pz |
| MNL738661M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in PTFE (0.45 µm) | 1 pz |
| MNL738662M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in PTFE (1.0 µm) | 1 pz |
| MNL738663M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in PTFE (3.0 µm) | 1 pz |
| MNL738770M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in esteri misti di cellulosa (0.20 µm) | 1 pz |
| MNL738771M | Piastre con filtro CHROMAFIL MULTI 96, Piastra filtro con elementi filtranti in esteri misti di cellulosa (0.45 µm) | 1 pz |





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

