

**VarioPrep colonne preparative NUCLEODUR C18 Isis****Macherey Nagel****VarioPrep colonne preparative NUCLEODUR® C18 Isis**

Fase C18 con polimeri speciali, USP L1

dimensioni pori 110Å, dimensioni particelle 1,8 µm, 3 µm e 5 µm; 20% C

alta selettività sterica

Notevole superficie di deattivazione

idonea per LC/MS grazie alla bassa capacità legante.

stabilità pH da 1 a 10

ampio range di applicazioni: steroidi, (o,p,m), vitamine solubili ect.

dimensioni particelle 5 µm, 20% C

Ø int. 10 mm

Lungh. 250 mm



| Code         | Description                                                                   | Packaging |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MNL762403100 | VarioPrep colonne preparative NUCLEODUR C18 Isis, Ø int. 10 mm, Lungh. 250 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

