

**Ossido di Alluminio adsorbente per colonne cromatografiche****Macherey Nagel****Ossido di Alluminio adsorbente per colonne cromatografiche**

Ossido di Alluminio prodotto per deidratazione di diversi idrossidi di alluminio, es. idrargillite tra 400 e 500°C, grado di attività I, dimensione particelle da 50 a 200µm, superficie specifica (BET) circa 130m²/g.

Tipo Ossido di Alluminio 90 basico

Range 9,5 ± 0,3 pH

Peso 1 kg



Code	Description	Packaging
MNL8150101	Aluminium oxide 90 bas. pH 9,5, 1 kg Aluminium oxide 90 basic pack of 1000 g in plastic container	1 pz
MNL81501025	Ossido di Alluminio adsorbente per colonne cromatografiche, Tipo ossido di Alluminio 90 basico, Range 9,5 $\pm$ 0,3 pH, Peso 25 kg	1 pz
MNL8150105	Aluminium oxide 90 bas. pH 9,7, 5 kg Aluminium oxide 90 basic pack of 5 kg in plastic container	1 pz
MNL8150201	Ossido di Alluminio adsorbente per colonne cromatografiche, Tipo Ossido di Alluminio 90 neutro, Range 7 $\pm$ 0,5 pH, Peso 1 kg	1 pz
MNL81502025	Aluminium oxide 90 neutral, 25 kg Aluminium oxide 90 neutral pack of 25 kg in plastic bag in cardboard drum	1 pz
MNL8150205	Ossido di Alluminio adsorbente per colonne cromatografiche, Tipo Ossido di Alluminio 90 neutro, Range 7 $\pm$ 0,5 pH, Peso 5 kg	1 pz
MNL8150301	Aluminium oxide 90 acidic, 1 kg Aluminium oxide 90 acidic pack of 1000 g in plastic container	1 pz
MNL81503025	Aluminium oxide 90 acidic, 25 kg Aluminium oxide 90 acidic pack of 25 kg in plastic bag in cardboard drum	1 pz
MNL8150305	Ossido di Alluminio adsorbente per colonne cromatografiche, Tipo Ossido di Alluminio 90 acido, Range 4 $\pm$ 0,3 pH, Peso 5 kg	1 pz

