

**Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC****Macherey Nagel****Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC**
Materiali di supporto per lastre TLC pronte all'uso


Lastra in vetro: vetro, spessore circa 1.3 mm, esigenze elevate per peso, imballaggio e conservazione, resistenza ideale alla torsione, elevata stabilità alla temperatura, suscettibile alla rottura, non può essere tagliato con forbici, elevata resistenza a solventi, acidi minerali ed ammoniaca concentrata, idoneità per l'individuazione di reagenti acquosi a seconda della fase.

POLYGRAM®: poliestere, spessore circa 0.2 mm, basse esigenze per peso, imballaggio e conservazione, bassa resistenza alla torsione, massima stabilità temperatura 185 °C, non suscettibile alla rottura, può essere tagliata con forbici, elevata resistenza a solventi, acidi minerali ed ammoniaca concentrata, molto idonea per l'individuazione di reagenti acquosi.

ALUGRAM®: Alluminio, spessore circa 0.15 mm, basse esigenze per peso, imballaggio e conservazione, resistenza alla torsione relativamente alta, elevata stabilità alla temperatura, non suscettibile alla rottura, può essere tagliata con forbici, elevata resistenza ai solventi, bassa resistenza agli acidi minerali e all'ammoniaca concentrata, limitatamente adatta per l'individuazione di reagenti acquosi.

Silice 60, superficie specifica (BET) circa 500m²/g, dimensione media dei pori 60Å, volume specifico pori 0.75ml/g, dimensione particelle da 5 a 17 µm. Notevole durezza e resistenza all'abrasione dovuta ad un sistema legante ottimizzato. Aumento dell'efficienza di separazione grazie ad una distribuzione ottimizzata delle dimensioni delle particelle. Alta idoneità per analisi in tracce derivante da un indicatore UV con brillantezza ed un basso rumore di fondo dello strato.

disponibile come lastre di vetro con o senza indicatore



fluorescente (UV254).

Tipo ADAMANT UV254
Formato Piastra 2,5 x 7,5 cm
Spessore gel 0,25 mm

Code	Description	Packaging
MNL821005	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 2,5 x 7,5 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821010	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821010.200	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	



Code	Description	Packaging
MNL821010200	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	200 pz
MNL821015	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 5 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821020	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 10 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821025	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 10 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821030	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT UV254, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821040	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821040.200	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821040200	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	200 pz
MNL821050	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT, Formato Piastra 10 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	
MNL821060	Strato Adamant in silice standard non modificato per TLC, Tipo ADAMANT, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

