

**CHROMABOND HR-X****Macherey Nagel****CHROMABOND® HR-X**

Copolimero idrofobo polistirene-divinilbenzene stabilità pH da 1 a 14. Materiale ad alta purezza con alta riproducibilità e minore valore di bianco grazie a un nuovo processo di produzione, particelle sferiche 85 µm; dimensione pori da 55 a 60Å. Superficie molto alta 1000m²/g, capacità 390mg/g (caffeina in acqua), eccellente rapporto di recupero specialmente per l'arricchimento di ingredienti farmaceutici/attivi grazie alla struttura sferica delle particelle, alla superficie molto omogenea e alla struttura ottimizzata dei pori.

Applicazioni consigliate: per ingredienti farmaceutici/attivi da tavolette, creme, acque ed acque di scarico, ricerca droghe e farmaci da urine, sangue, siero e plasma, analisi di pesticidi in tracce.

Volume 3 ml

Capacità 200 mg



Code	Description	Packaging
MNL730931	CHROMABOND HR-X, Volume 3 ml, Capacità 200 mg	30 pz
MNL730931250	CHROMABOND HR-X, Volume 3 ml, Capacità 200 mg	250 pz
MNL730931MPS	CHROMABOND HR-X, Volume 3 ml, Capacità 200 mg	30 pz
MNL730934	CHROMABOND HR-X, Volume 1 ml, Capacità 30 mg	30 pz
MNL730935	CHROMABOND HR-X, Volume 1 ml, Capacità 100 mg	30 pz
MNL730936	CHROMABOND HR-X, Volume 3 ml, Capacità 60 mg	30 pz
MNL730937	CHROMABOND HR-X, Volume 3 ml, Capacità 500 mg	30 pz
MNL730938	CHROMABOND HR-X, Volume 6 ml, Capacità 200 mg	30 pz
MNL730938250	CHROMABOND HR-X, Volume 6 ml, Capacità 200 mg	250 pz
MNL730939	CHROMABOND HR-X, Volume 6 ml, Capacità 500 mg	30 pz
MNL730939MPS	CHROMABOND HR-X, Volume 6 ml, Capacità 500 mg	30 pz
MNL730940	CHROMABOND HR-X, Volume 15 ml, Capacità 500 mg	20 pz
MNL730941	CHROMABOND HR-X, Volume 15 ml, Capacità 1000 mg	20 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



