

**CHROMAFIX PS****Macherey Nagel****CHROMAFIX® PS**

**Gli innovativi prodotti per scambio cationico offrono:**

**Fase SPE miscelate con scambio cationico differente e proprietà RP**  
eccellente arricchimento di analiti basici.

**Moderno supporto fatto con polimeri con struttura dei pori ottimizzata e vasta superficie specifica.**

Buona riproducibilità, analisi affidabili e a costi contenuti.

**Sono possibili procedure di lavaggio molto aggressive per rimuovere matrici.**

Campioni puliti e protezione della strumentazione HPLC e GC

**Quantificazione degli analiti da campioni pesantemente contaminati.**

Bassi limiti di rivelazione per matrici critiche.

**.... il perfetto mezzo per gli analiti basici in combinazione con Chromabond® HR-X**

Misura M

Fase PS-OH-

Capacità 380 mg



| Code      | Description                                           | Packaging |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| MNL731860 | CHROMAFIX PS, Misura M, Fase PS-OH-, Capacità 380 mg  | 50 pz     |
| MNL731861 | CHROMAFIX PS, Misura M, Fase PS-H+, Capacità 430 mg   | 50 pz     |
| MNL731862 | CHROMAFIX PS, Misura L, Fase PS-OH, Capacità 800 mg   | 50 pz     |
| MNL731863 | CHROMAFIX PS, Misura L, Fase PS-H+, Capacità 900 mg   | 50 pz     |
| MNL731865 | CHROMAFIX PS, Misura M, Fase PS-Ag+, Capacità 480 mg  | 50 pz     |
| MNL731866 | CHROMAFIX PS, Misura S, Fase PS-Ag+, Capacità 240 mg  | 50 pz     |
| MNL731867 | CHROMAFIX PS, Misura S, Fase PS-H+, Capacità 230 mg   | 50 pz     |
| MNL731868 | CHROMAFIX PS, Misura S, Fase PS-OH-, Capacità 200 mg  | 50 pz     |
| MNL731870 | CHROMAFIX PS, Misura M, Fase PS-Ba2+, Capacità 550 mg | 50 pz     |
| MNL731871 | CHROMAFIX PS, Misura S, Fase PS-Ba2+, Capacità 280 mg | 50 pz     |
| MNL731875 | CHROMAFIX PS, Misura M, Fase PS-RP, Capacità 320 mg   | 50 pz     |
| MNL731877 | CHROMAFIX PS, Misura S, Fase PS-RP, Capacità 200 mg   | 50 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

