

**Accessori e parti di ricambio per colonne EC**

Sistemi colonna analitici prodotti in acciaio inossidabile filetto esterno M 8 su entrambi i lati combinazione di elementi sigillanti e vagli in acciaio inossidabile a maglia fine, anelli di tenuta in PTFE e adattatori di fissaggio colonna SW 12 con filetto interno M8 x 0,75 e UNF 10-32, come precolonna si impiegano cartucce precolonna ChromCart® con lunghezza 8 mm con adattatore EC, impaccate con silice sferica NUCLEODUR®.

Descrizione tappo di chiusura 1/16", plastica



Code	Description	Packaging
MNL718582	Accessori e parti di ricambio per colonne EC, tappo di chiusura 1/16", plastica	4 pz
MNL718583	Accessori e parti di ricambio per colonne EC, dado 1/16" per collegamento capillari 1/16"	5 pz
MNL718584	Accessori e parti di ricambio per colonne EC, ferrule 1/16"	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

