



Filtri per siringa CHROMAFIL PP/GF/RC-45/25 GF/RC

Macherey Nagel

Filtri per siringa CHROMAFIL PP/GF/RC-45/25 GF/RC.



Code	Description	Packaging
MNL729050	filtro monouso CHROMAFIL, fibra di vetro/RC, 1,0/0,2µm, 25 mm, codice colore blu/blu	100 pz
MNL729050400	filtro monouso CHROMAFIL fibra di vetro/RC, 1,0/0,2µm, 25 mm, codice colore blu/blu	400 pz
MNL729051	filtro monouso CHROMAFIL fibra di vetro/RC, 45.00 µm, 25 mm, codice colore sopra: nero, sotto: blu	100 pz
MNL729051400	filtro monouso CHROMAFIL fibra di vetro/RC, 45.00 µm, 25 mm, codice colore sopra: nero, sotto: blu	400 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

