


**Filtri a membrana in cellulosa Rigenerata PORAFIL® RC****Macherey Nagel****Filtri a membrana in cellulosa Rigenerata PORAFIL® RC**

Le membrane in cellulosa rigenerata sono resistenti a molti solventi organici. Sono ad esempio utilizzate per filtrazione di miscele di solventi e ultrapurificazione e degasaggio di eluenti per HPLC.



Code	Description	Packaging
MNL659020047	Filtri a membrana in cellulosa Rigenerata PORAFIL® RC, Ø 47 mm, Porosità 0.20 µm	100 pz
MNL659045047	Filtri a membrana in cellulosa Rigenerata PORAFIL® RC, Ø 47 mm, Porosità 0.45 µm, bianco	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

