

**Strisce indicatrici pH-Fix, speciali****Macherey Nagel****Strisce indicatrici pH-Fix, speciali**

Per determinazione del valore di pH. Colore permanente.
Senza perdite.



Code	Description	Packaging
MNL92118	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 2,0 ... 9,0 pH	
MNL92120	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 4,5 ... 10,0 pH	100 test
MNL92122	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, pH 6,0 ... 10,0, indicatore fisso, 100 strisce reattive in una classica scatola piatta con scala cromatica	100 pz
MNL92130	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 3,6 ... 6,1 pH	100 pz
MNL92135	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, pH 3,1 ... 8,3 , indicatore fisso, 100 strisce reattive in una classica scatola piatta con scala cromatica	100 pz
MNL92137	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 4,0 ... 7,0 pH	100 test
MNL92140	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 5,1 ... 7,2 pH	1 pz
MNL92160	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 7,5 ... 9,5 pH	100 test
MNL92180	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali Per determinazione del valore di pH. Colore permanente. Senza perdite. Range 0,3 ... 2,3 pH	100 test
MNL92190	Strisce indicatrici pH-Fix, speciali, Range 1,7 ... 3,8 pH	100 test

