



BioFix Lumi10 è un luminometro compatto per la misura delle reazioni di luminescenza chimica e biologica, con emissione luminosa costante. Le sue dimensioni lo rendono ideale sia per l'uso in laboratorio che sul campo. Funziona sia con collegamento ad alimentazione di rete che con batterie ricaricabili.

- Display retroilluminato, 128x64 pixel.
- Rivelatore contatore di fotoni singoli, ultra-veloce.
- Interfaccia USB per trasferimento dato a PC o stampante.
- Intervallo operativo 15–30°C.
- Alimentazione 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz, batterie.
- Peso 2 kg.
- Garanzia 2 anni.
- Certificato CE.
- Fornitura BioFix Lumi-10, manuale, rack, 40 cuvette e adattatore di ricambio.



Code	Description	Packaging
H2O940008	Luminometro BioFix Lumi 10, per test luminometrici della tossicità batterica	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
H2O945007	Batteri BioFix Lumi, essiccati e congelati, 10 provette per 200 test	200 test



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

