



Accessori per Luminometro BioFix Lumi 10.

Macherey Nagel

Batteri luminescenti congelati ed essiccati. La bioluminescenza generata da questi batteri è impiegata per la determinazione della biotossicità in accordo alla ISO 113483. A differenza dell'analisi chimica monoperimetro, i test con batteri luminescenti permettono la valutazione della tossicità complessiva del campione.

- Durata (dalla produzione) 2 anni.
- Stoccaggio -20 ± 2 °C.
- Fornitura 10 provette per 200 test, con soluzione per la ricostituzione, certificato in accordo alla DIN EN ISO 11348-2.



Code	Description	Packaging
H2O945007	Batteri BioFix Lumi, essiccati e congelati, 10 provette per 200 test	200 test



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

