

**Dispenser in acrilico a più compartimenti****neoLab Migge**

Dispenser in acrilico a più compartimenti.

Ideale per stoccare piccoli consumabili da laboratorio, come: puntali, siringhe monouso, recipienti di reazione, etc.

Le parti vengono protette dalla polvere.

In acrilio dello spessore di 3 mm, a lunga durata.

I consumabili vengono caricati attraverso il coperchio e rimossi tramite l'apertura frontale.



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04688346 | Dispenser in acrilico a 2 compartimenti, 14 x 16 x 36.5 cm      | 1 pz      |
| LLG04688347 | Dispenser in acrilico a 3 compartimenti, dim. 14 x 16 x 21.5 cm | 1 pz      |
| LLG04688348 | Dispenser in acrilico a 4 compartimenti, dim. 29 x 16 x 21.5 cm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

