

**Cristallizzatori in PTFE****Kartell**

Dotati di becco per minimizzare lo sgocciolamento.  
Particolarmente resistenti agli acidi e a miscele molto aggressive.  
Temperatura di utilizzo da -270°C a +250°C  
Idonei al contatto alimentare.



Code	Description	Packaging
LLG06242391	Cristallizzatore in PTFE, cap. 100 mL, diam. 64 mm, h 54,48 mm	1 pz
LLG06242392	Cristallizzatore in PTFE, cap. 350 mL, diam. 100 mm, h 62,22 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

