

**Cristallizzatori in PTFE****Kartell**

Dotati di becco per minimizzare lo sgocciolamento.
Particolarmente resistenti agli acidi e a miscele molto aggressive.
Temperatura di utilizzo da -270°C a $+250^{\circ}\text{C}$
Idonei al contatto alimentare.



Code	Description	Packaging
LLG06242391	Cristallizzatore in PTFE, cap. 100 mL, diam. 64 mm, h 54,48 mm	1 pz
LLG06242392	Cristallizzatore in PTFE, cap. 350 mL, diam. 100 mm, h 62,22 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

