

**Crogioli filtranti, DURAN****Duran**

Crogioli filtranti, in vetro DURAN® , con buona resistenza agli sbalzi termici e chimica. Autoclavabili a 121 °C. Conformi agli standard USP.



Code	Description	Packaging
LLG09052003	Crogioli filtranti, DURAN, 63D, porosità 3, cap. 8 ml, diam. 24 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG09052012	Crogioli filtranti, DURAN, 10D, porosità 2, cap. 15 ml, diam. 28 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG09052013	Crogioli filtranti, DURAN, 10D, porosità 3, cap. 15 ml, diam. 28 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

