

**Cuscinetti per agitatori DURAN® KPG, HA e HB****Duran**

Cuscinetti per agitatore, DURAN® KPG®. In vetro borosilicato 3.3. Intercambiabili. Disponibili smerigliati o lucidati e nei design:

- HA: senza coppa per lubrificante;
- HB: con coppa per lubrificante.

Le piccole dimensioni della fessura consentono una rotazione senza intoppi e il lavoro sotto vuoto.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

