

**Cuscinetti per agitatori KPG, con tappo a vite****Duran**

Cuscinetti per agitazione DURAN® KPG®. Intercambiabili, con cono smerigliato standard ed estremità filettata con tappo a vite intercambiabile.



Code	Description	Packaging
LLG09197361	Cuscinetti per agitatori KPG, HB 10, con tappo a vite e cono smerigliato, diam. 10 x h 35 mm, filettatura GL30, cono NS 24/29	1 pz
LLG09197362	Cuscinetti per agitatori KPG, HB 10, con tappo a vite e cono smerigliato, diam. 10 x h 35 mm, filettatura GL30, cono NS 29/32	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

