

**Neutralizzante liquido Deconex 26 Plus, a base di acidi inorganici****Borer Chemie**

Neutralizzante Deconex 26 Plus, a base di acido inorganico, per pre-lavaggio, liquido.

Per utilizzo con lavavetreteria automatico.

Deconex® 26 PLUS è usato in laboratorio come neutralizzante acido dopo la pulizia con detersivi alcalini o leggermente alcalini.

Può essere usato per la rimozione di depositi solubili acidi.

**Caratteristiche**

- A base di acido organico.
- Esente da surfattanti.
- Rimuove residui alcalini.
- Rimuove residui di calce dalle lavavetriere.
- Può essere utilizzato in combinazione con detersivi alcalini.
- L'uso Deconex 26 Plus riduce i cicli di risciacquo e il consumo d'acqua.
- Nell'industria lattiero-casearia è utile per prevenire e rimuovere residui di depositi solubili in acidi.
- Particolarmente adatto per pulizia in ambiente veterinario.
- La dose ottimale dipende dalla quantità di residui alcalini.



Code	Description	Packaging
LLG09192917	Neutralizzante liquido Deconex 26 Plus, acido fosforico, in tanica da 7 kg, liquido, UN 1805, cl.8, ADR, confezione gr.III	1 pz
LLG09192918	Deconex 26 Plus, tanica da 12 kg di acido fosforico, liquido UN 1805, cl.8, ADR, confezione gr.III	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

