

**Dosatori per bottiglie Dosipet B, per soluzioni acquose e acidi****Kartell**

Utilizzabili con ogni tipo di soluzione acquosa (a esclusione di quelle contenenti acido fluoridrico).

Con cilindro in vetro borosilicato 3.3 e pistone in PTFE.

I limiti di errore dei Dosipet B sono migliori delle specifiche della norma ISO 8655-5,

**Caratteristiche:**

- Regolazione del volume rapida e precisa tramite cursore analogico;
- Scala graduata precisa per garantire la riproducibilità dei volumi dispensati;
- Nessuna perdita di reagente durante l'eliminazione dell'aria o il riempimento;
- Dispensazione senza la formazione di bolle;
- Il pistone trasferisce completamente il liquido a ogni movimento;
- Totale recupero del liquido presente nel tubo di scarico ruotando di 180° il beccuccio di erogazione;
- Autoclavabili a +121°C per 20 minuti;
- Conformità CE.



Code	Description	Packaging
LLG06227413	Dosatore per bottiglia Dosipet 2, 0,25 - 2,5 ml, suddivisione 0,05 ml, tolleranza $\pm$ 0,013 ml, filettatura GL 32/33	1 pz
LLG06227414	Dosatore per bottiglia Dosipet 5, 0,5 - 5,0 ml, suddivisione 0,10 ml, tolleranza $\pm$ 0,03 ml, filettatura GL 32/33	1 pz
LLG06227415	Dosatore per bottiglia Dosipet 10, 1,0 - 10,0 ml, suddivisione 0,20 ml, tolleranza $\pm$ 0,06 ml, filettatura GL 32/33	1 pz
LLG06227416	Dosatore per bottiglia Dosipet 25, 2,5 - 25,0 ml, suddivisione 0,50 ml, tolleranza $\pm$ 0,15 ml, filettatura GL 45	1 pz
LLG06227417	Dosatore per bottiglia Dosipet 50, 5,0 - 50,0 ml, suddivisione 1,00 ml, tolleranza $\pm$ 0,30 ml, filettatura GL 45	1 pz
LLG06227418	Dosatore per bottiglia Dosipet 100, 10,0 - 100,0 ml, suddivisione 2,00 ml, tolleranza $\pm$ 0,60 ml, filettatura GL 45	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

