



Piastre pre-riempite NucleoMag Pathogen, per acidi nucleici da campioni clinici

Macherey Nagel

Le piastre pre-riempite NucleoMag Pathogen sono ideali per l'estrazione di RNA/DNA virale e DNA batterico da campioni clinici.

Le piastre deep-well sono pre-riempite con i reagenti del kit NucleoMag Pathogen.

Adatte per campioni quali: sangue, tessuti umani, plasma, siero, feci, tamponi e fluidi biologici privi di cellule.



Code	Description	Packaging
FC1744211	Piastre pre-riempite NucleoMag Pathogen, acidi nucleici da campioni clinici	384 prep



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

