



Piastre pre-riempite NucleoMag Blood, 200  $\mu$ L, per la purificazione di DNA da sangue

**Macherey Nagel**

Piastre pre-riempite NucleoMag Blood, 200  $\mu$ L, per la purificazione di DNA da sangue.  
Procedura facile, rapida e standardizzata per l'estrazione di DNA da campioni di sangue intero di volume fino a 200  $\mu$ L.  
Compatibile con il robot per estrazione macherey Nagel MagnetaPure 32 Plus e IsoPure Mini.



Code	Description	Packaging
FC1744510	Piastre pre-riempite NucleoMag Blood, 200 µL, purificazione di DNA da sangue	1x96 prep



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

