



Buretta automatica secondo Pellet, 25 ml, grad. 0.05 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto in PTFE, SENZA BOTTGLIA

**Hirschmann**

Buretta automatica secondo Pellet, 25 ml, grad. 0.05 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto in PTFE, SENZA BOTTGLIA. Graduazioni blu, rubinetto con valvola intermedia.



Code	Description	Packaging
LLG04013123	Buretta automatica secondo Pellet, 25 ml, grad. 0.05 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto in PTFE, SENZA BOTTGLIA	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

